

73044 - Derma Wand

Algemeen gebruik elke ochtend en avond

Volg de volgende procedures elke morgen en avond 2 minuten.

Stap1: Voor het gebruik de Derma Wand altijd reinigen met uw favoriete reinigingsmiddel en afspoelen met warm water.

Stap2: De Derma Wand volledig droog maken.

Stap3: Breng vochtinbrengende crème aan op de schone vingertoppen en breng een dunne laag op uw hals en gezicht aan.

Stap4: Als u de Derma Wand voor de eerste keer gaat gebruiken, draai de knop dan naar stand 1. **Verwijder eerst het beschermkapje.** Het lampje zal pas gaan gloeien als het in contact komt met uw huid. Test het eerst uit op de achterkant van uw hand. Als u de Derma Wand nog niet eerder heeft gebruikt of als u de Derma Wand een aantal dagen niet heeft gebruikt, kan het 1 minuut duren voordat het lampje gaat branden.

Stap5: Plaats het lampje direct op uw gezichtshuid (vergeet het beschermingskapje niet te verwijderen) om de sensatie van de Derma Wand te ervaren. Werk in de eerste paar dagen in de laagste stand tot u gewend bent aan de sensatie. Als u niet langer dezelfde intensiteit (een licht tintelend gevoel) van de stimulatie voelt, is dit een teken dat uw huid klaar is voor de volgende stand van de Derma Wand. Zet de Derma Wand één stand hoger en werk met deze stand een paar dagen tot u niet meer dezelfde intensiteit voelt. Blijf de intensiteit verhogen tot u de maximale comfort zone van uw gezicht bereikt heeft. De Derma Wand is zelfs in de laagste stand effectief en uw comfort zone is afhankelijk van de gevoeligheid van uw huid.

Dagelijks gebruik

Stap6: beweeg de Derma Wand over uw volledige nek en gezichtsgebieden.

A. nek: begin in de nek door de Derma Wand over uw gehele nek te bewegen in een rechte beweging (omhoog en omlaag).

B. gezicht: na de nek, gaat u verder met uw gezicht door de Derma Wand in rechte en ronddraaiende bewegingen over uw gezicht te bewegen. Zorg dat u de Derma Wand altijd blijft bewegen.

Gespecialiseerde gebieden en gezichtsoefeningen

Als u de 2 minuten de procedures heeft voltooid, voer dan de volgende stappen 3-4 keer per week uit om aandacht te besteden aan diverse gebieden of andere gebieden in conditie te houden.

Gezwellen ogen

Gebruik een goede kwaliteit oogcrème in combinatie met de Derma Wand in deze gebieden.

Begin aan de buitenkant van het oog, beweeg de Derma Wand langzaam onder het oog richting de neus, laat de Derma Wand zacht over de huid glijden. Houdt de lamp op het botgebied. Ga verder over het ooglid en terug over de buitenkant van het oog. Herhaal deze handeling ongeveer 5-6 keer bij elk oog.

Let op: het gebied onder de ogen is een erg broze en gevoelige huid. Gebruik de Derma Wand onder het oog alleen als u eerst oogcrème onder uw oog heeft aangebracht en altijd in stand 1. Na een paar weken kunt u de stand verhogen naar stand 2. Dit is voldoende stimulatie voor onder het oog.

Wenkbrauwen en voorhoofd

Na het aanbrengen van vochtinbrengende crème begint u met de Derma Wand in de binnenste rand van uw wenkbrauw. Laat de Derma Wand richting uw haarlijn glijden met een lichte druk. Houdt 3 minuten vast en herhaal van af het centrum van de wenkbrauw en de buitenrand. Herhaal deze handeling 5-6 keer bij beide ogen.

Kin en wangen

Breng eerst vochtinbrengende crème aan, begin daarna met de Derma Wand in het midden van de kin. Laat de Derma Wand over uw kaaklijn glijden richting uw oorlel terwijl u lichte druk uitoefent op de Derma Wand. Houdt de Derma Wand 3 tellen vast bij de oorlel. Daarna van de huid aftillen.

Als u de vochtinbrengende crème heeft aangebracht, begin dan in het midden van uw kin en laat de Derma wand langs uw mondhoek glijden. Houdt de Derma Wand 3 tellen vast in de mondhoek en verwijder hem daarna van de huid. Laat de Derma Wand vervolgens van het midden van uw kin naar de zijkant van uw neus glijden. Houdt de Derma Wand 3 seconden vast bij de zijkant van uw neus en verwijder hem daarna van uw huid. Herhaal deze handeling 5-6 keer.

Geweldige ooglift

(installeer eerst de DVD)

Breng een hoge kwaliteit oogcrème aan, laat daarna de Derma Wand van de buitenhoek van het oog naar de brug van de neus glijden (op een lage stand). Gebruik het gebied van het orbitaalbeen als uw gids. **Werk niet direct boven op het ooglid of in het oog.** Als u het midden van de wenkbrauw bereikt heeft, lift omhoog met de lamp (u zult wat meer druk moeten toepassen tijdens de lift) en op hetzelfde moment gebruikt u uw andere hand om de Derma Wand op de maximale stand te zetten. Houdt de Derma Wand 5 tellen in deze positie. Herhaal deze handeling in de andere 2 gebieden, de gebieden naast uw neus en op het andere eind van uw oog. herhaal deze opwaartse beweging tot 5 tellen, 3x in elk gebied, maar begin altijd in het midden van het oog. Als u de huid omhoog lift met de lamp, probeert u de huid zo hoog als mogelijk over het bot te bewegen en houdt dit 5 seconden vast. Als u erg hangende oogleden heeft kunt u dit ook 10 seconden vasthouden. **Het is erg belangrijk dat u vochtinbrengende crème aanbrengt voor deze behandeling.** Als u klaar bent met het linker gebied, vergelijk dan het linker- met het rechteroog om de verbetering te zien. De gelifte huid zal voor verscheidende uren zo blijven. U kunt deze behandeling altijd veilig herhalen.

Vergrote poriën

Direct na het reinigen van uw huid en het aanbrengen van de vochtinbrengende crème beweegt u de Derma Wand over de gebieden met vergrote poriën. Zet de Derma Wand in een hogere stand en werk 30 seconden in deze stand. Doe dit elke dag tot u verbetering ziet.

Extra tips

- Als u bovenmatige peeling ervaart gebruikt u de Derma Wand in een te hoge stand voor een te lange periode. Als u huid droog wordt moet u meer vochtinbrengende crème gebruiken.
- Wij waarschuwen tegen het gebruik van hoge concentraties AHA, glycolic zuur of andere schurende middelen.
- Als uw huid een beetje rood is na het gebruik van de Derma Wand, is dit goed! Als uw huid erg rood is en gezwollen, stop dan met het gebruik. Ga pas weer verder met de behandeling als uw huid zijn normale textuur en kleur terug heeft.
- Gebruik niet op slijmvliezen (ogen, mond, neus, etc.). De Derma Wand is niet bedoelt voor intern gebruik.
- **Gebruik de Derma Wand niet als u een pacemaker heeft** of andere elektrische medische hulpmiddelen. Als u er niet zeker van bent, raadpleeg dan een arts.