

### Belangrijke veiligheid voorschriften

1. Lees voor het gebruik de instructies aandachtig door voordat u de ELECTRO PEDIC gebruikt.
2. Zorg er voor dat alle onderdelen in de doos aanwezig zijn, deze staan op de zijkant van de doos.
3. Haal alle hulpstukken uit de plastic zak.
4. Verzekert uzelf ervan dat u genoeg ruimte heeft om alle hulpstukken uit te leggen voor dat u Electropedic monteert.

### Waarschuwing

1. De effecten van langdurig gebruik van elektrische stimulatie zijn niet bekend.
2. Niet gebruiken tijdens zwangerschap.
3. Niet geschikt voor personen met hartproblemen en/of epileptisch aandoeningen.
4. Niet plaatsen van de massagepads aan de voorkant van de nek en mond. Ernstige stuiptrekkingen van de spieren rond de luchtwegen kunnen optreden, waardoor de luchtpijp afgesloten kan worden.
5. Niet plaatsen van de massagepads op het gezicht en de schedel.
6. Niet plaatsen van de massagepads op de borst, rechtstreeks op het hart. Hierdoor kunnen hartritme-stoornissen optreden.
7. Niet plaatsen van de massagepads op gezwollen, geïnfecteerde of brandplekken en andere huidaandoeningen.
8. ELECTRO PEDIC buiten bereik van kinderen houden.

### Voorzorgsmaatregelen, Massagepads niet gebruiken bij:

1. Neigingen tot bloedingen of breuken.
  2. Niet gebruiken bij een recente chirurgische ingreep, waarbij de samentrekking van het spierweefsel de genezing kan verstoren.
  3. Niet gebruiken bij menstruatie.
  4. Niet gebruiken bij gevoelige zenuwen bij een dunne of normale huid.
- Sommige personen ondervinden een huidirritatie of een overgevoelige reactie tijdens normaal gebruik van elektrische stimulatie. De irritatie kan ontstaan door een alternatief geleidingsmedium, of plaatsing van elektrode.

### Belangrijke richtlijnen

ELECTRO PEDIC is veilig en makkelijk in gebruik. ELECTRO PEDIC is niet verantwoordelijk voor de schade die ontstaan tijdens onzorgvuldig gebruik. Wij adviseren daarom om bij twijfel uw huisarts te raadplegen voordat u de ELECTRO PEDIC gebruikt. Raadpleeg altijd de huisarts in de volgende gevallen:

- Na de bevalling.
- Mensen met hartklachten of een pacemaker.
- Epilepsie
- Multiple Sclerosis.
- Aderontstekingen in de actieve fase.
- Ontstoken weefsel door ziekte of verwondingen.
- Littekenweefsel.
- Spataderen.
- Tijdens de "zware" dagen van de menstruatie.

### Ken de ELECTRO PEDIC

ELECTRO PEDIC maakt gebruik van de reflex theorie om de drukpunten onder uw voeten te stimuleren. Deze drukpunten staan weer in verbinding met uw organen zoals de longen, hart, nieren, dunne darm, milt en bekkengebied. Met deze simpele stimulatie bevordert u ook de bloedsomloop en vermindert u hoofdpijn, kramp in de benen, spanning in de nek en schouder, rugpijn en andere kwalen.

Door het grote LCD scherm en de blauwe LED achtergrond verlichting is de selectie van programma's en niveaus eenvoudig en makkelijker te lezen. ELECTRO PEDIC voldoet aan al uw behoeftes, er zijn 4 extra elektrode gel pads bij geleverd om niet alleen uw voetzolen te masseren maar ook uw hele lichaam. U kunt heerlijk genieten tijdens het kijken van uw favoriete tv programma of het lezen van een boek.

Toning – is de formule voor het behouden van een goed figuur. Zelfs als u op een streng dieet bent, kunnen spieren die functioneren naar behoren tijdens de jeugd, hun toon en rekbaarheid verliezen. De contouren van het lichaam raken uit hun vorm. ELECTRO PEDIC helpt om de slappe spieren weer terug in hun natuurlijke vorm te krijgen op de plaatsten die u wenst te behandelen. Het is zo gemakkelijk om uw lichaamsvormen te verbeteren, vooral de buikspieren, slappe onderarmen, heupen, dijen, decolleté, billen en een buikje.

Body building- In combinatie met uw work-out routine. De bijdrage van ELECTRO PEDIC is het verhogen van de spierdichtheid tijdens het proces van intensieve samentrekkingen. De buikspieren zijn één van de moeilijkste spieren om weer in vorm te krijgen maar de ELECTRO PEDIC is de ideale assistent om uw te helpen met deze moeilijke taak.

### De set bestaat uit:

1. ELECTRO PEDIC massage apparaat
2. 4 Elektrode gel pads
3. Kabel
4. 2 Verwisselbare massage rollen
5. 2 Gel pad beschermers.
6. Adapter is los verkrijgbaar.
7. Nederlandse gebruiksaanwijzing.



### Benamingen van de ELECTRO PEDIC:

1. Silicone oppervlak voor de voeten.
2. Infrarood licht
3. Massage rollet voor de voeten
4. Infrarood licht
5. LCD scherm
6. Handgreep.